

河南普诺易生物制品研究院有限公司
Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD
TAE (50×)

货号: CP1011

规格: 500 mL

产品简介:

TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液, 常用于琼脂糖凝胶电泳, 较少用于 PAGE 胶电泳。TAE 的主要成分是 Tris-乙酸盐与 EDTA, 电泳时双链线状 DNA 的迁移率较快, 电泳大于 13kb 的片段时分离效果好。此外, 回收 DNA 片段时也宜用 TAE 进行电泳。

保存条件:

室温保存。

使用说明:

TAE (50×) 是 50 倍浓缩的, 使用时须根据具体的实验要求用蒸馏水或去离子水稀释 50 倍后使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

河南普诺易生物制品研究院有限公司
Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD
TAE (50×)
