

河南普诺易生物制品研究院有限公司
Henan Proteineasy Biological Products Research Institute CO., LTD
TBE (5×)

货号: CP1012

规格: 500 mL

产品简介:

TBE 是常用的 DNA 电泳缓冲液, 常用于 PAGE 胶, 也可以用于琼脂糖凝胶。TBE 即 Tris-Borate-EDTA buffer (Tris-硼酸-EDTA 缓冲液), EDTA 为二价离子螯合剂, 可以保护核酸对抗酶的降解。硼酸是很多酶的抑制剂, 这些酶的抑制使得 TBE 缓冲液更受欢迎。

保存条件:

室温保存。

使用说明:

根据具体的实验要求用蒸馏水或去离子水稀释成 1× 后使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内;
2. 如果每次的使用量较少, 可以适当分装后再使用;
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。